

## ミセル ホルダーメディカルをジョイントパーテーションロに差し込むだけでスタンドが完成。



ジョイント式で高さが 3段階に変えられます。



ジョイントパーテーションD ¥18,900<sub>(税抜)</sub>

SU-660-900-2(ベルト赤) SU-660-900-3(ベルト青) SU-660-900-7(ベルト黒)

材 質 ベース 鋳鉄+ステンレスへアーライン仕上、ボールステンレスへアーライン 仕上、ベルトナイロン (49mmt) サイズ 約の360×H906mm(3本継ぎ) 支柱太さ 約の50 ベルト長 約1.7m ベルカテー 赤青・黒 重 量 約8.4kg ●お客様組立商品 ●スタート&キャッチのみとなります。 ●屋内用

- ●高さは約906mm、約674mm、約442mmの3段階で使用できます。

特許登録済



# 樹脂製手消毒液スタンド

必要不可欠な消毒液専用スタンドです。 鮮やかなフルカラーデザインで視認性も 抜群です。

### 3種のカラーからお選びください













受注 生産

ミセル しょうどくスタンド

質 本体・トレイ:ポリプロビレン、印刷面:塩化ビニール、受台:スチール線材に粉体塗装、ベダル:ステンレス \*\* 本体規格色 ホワイト 量 約2.4kg

	_		
品番	規格	サイズ(約)	価格(税抜)
OT-558-101-0	POP1面小	W322×D410×H1130mm	¥14,500

●トレイサイズ:W198×D210mm(内寸) ●受注生産品です。受注後約1週間で出荷します。 ●上記価格は、シート印刷・貼り工賃を含みます。



### ミセル 消毒スタンド専用ゴムウェイト (生産)

質 再生ゴム 本体規格色 約□370×H71mm

重 量黒		
品番	重量(約	価格
OT-550-856-5	4.2kg	オープン価格
塩ビ不使用	再生素材	

※消毒液および消毒容器は付属しません。

※転倒防止にミセル 消毒スタンド(足踏み式)専用ゴムウェイトの使用をおすすめします。



### ミセル しょうどくスタンド(足踏み式)

材 質 本体・トレイ・ボリプロビレン、印刷面:塩化ビニール、受台:スチール線材に粉体塗装、看板:PET、ベダルフレーム:ステンレス 本体規格色 ホワイト 量 約3.5kg

品番	規格	サイズ(約)	価格(税抜)
OT-558-102-0	POP1面小	W322×D410×H1140mm	¥32,400

●トレイサイズ:W198×D210mm(内寸) ●受注生産品です。受注後約1週間で出荷します。 ●上記価格は、シート印刷・貼り工賃を含みます。

### ミセル 消毒スタンド (足踏み式)専用ゴムウェイト



受注 生産



※消毒液および消毒容器は付属しません。

※転倒防止にミセル 消毒スタンド(足踏み式)専用ゴムウェイトの使用をおすすめします。

# 手指消毒器



手を差し出せば、センサーが 感知して薬液を吐出・噴射する 自動噴射タイプの消毒器です。



### ハンディミスト® HMⅡ

### SW-838-020-0

### オープン価格

質 本体·トレー:ABS 材

式 光センサー作動による自動吐出方式

サイズ 約W135×D250×H308mm 重 射1kg(乾電池含む、ボトルは含まず)

●光センサー方式による自動吐出方式 ●トレー付 ●ボトル入れ替え式 ●電源:単二形乾電池×2個付・ハンディミスト。共通ACアダプター(3V)(別売)

※薬液、ボトルは付属しません。(推奨薬液:アルボナース1 $\ell$ 、 手指消毒用ケアコール1ℓ) ※付属の乾電池は動作確認用のため、ご使用の際は

別途乾電池をご購入ください。 意匠登録済

### 速乾性の手指消毒剤です。



## アルボナース(手指消毒剤)ポンプ付

### SW-530-200-0 ¥2,900(税抜)

有効成分 塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、及び その他の成分添加物としてエタノール、ポリオキシエチ レンラノリン、その他2成分含有

●指定医薬部外品 ●エタノール59w/w%

●保湿剤配合

●「ハンディミスト®ミニ」にも使用できます。

