

# 職場の感染対策は TERAMOTO におまかせ! Vol.03+

Teramoto's unique product lineup to solve various problems at the workplace.  
We will help you improve your labor environment  
by reducing fatigue and oil countermeasures.



INFECTION CONTROL for workplace

# TERAMOTO


## INFECTION CONTROL for workplace



Teramoto can provide total infection control solutions for your workplace. We always think about the safety and comfort of workers.

### みなさまの職場の 感染対策ソリューションは、 テラモトにおまかせください!

今の職場に求められる、安全と安心を感染対策の観点からピックアップ!  
5Sの徹底はもちろんのこと、今まで以上に働く人にもお客さまにも  
感染対策は常識となっています。テラモトではそんな感染対策商品を  
トータルでご提案できる商品群を取りそろえております。



# エントランスから受付・ 事務所内・トイレまで、 テラモトならトータルな 感染対策ソリューションを ご提案できます!



**消毒スタンド** 電源不要で職場の出入口に設置できる消毒液専用スタンドです。  
消毒液及び消毒ボトルは付属しません。

**POP4面** 自由にデザインができます



## ミセル 消毒スタンド(足踏み式)

材質 本体:底板・トレイ:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、  
受台:スチール線材に粉体塗装、看板:PET、ペダルフレーム:ステンレス  
本体規格色 ホワイト・ブラック

品番	色コード	サイズ	規格	サイズ(約)	重量(約)	価格(税抜)
OT-559-011-□	小	POP1面	W322×D410×H1140mm		3.5kg	¥32,400
OT-559-013-□	大	POP1面	W322×D410×H1370mm		4.2kg	¥35,100
OT-559-012-□	小	POP4面	W322×D410×H1140mm		3.6kg	¥39,200
OT-559-014-□	大	POP4面	W322×D410×H1370mm		4.3kg	¥42,700

色コード/7.ブラック 8.ホワイト  
●トレイサイズ:W198×D210mm(内寸) ●受注生産品です。受注後約1週間出荷します。  
●上記価格は、シート印刷・貼り工賃を含みます。

## ミセル 消毒スタンド

材質 本体:底板・トレイ:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、  
受台:スチール線材に粉体塗装、看板:PET  
本体規格色 ホワイト・ブラック


品番	色コード	サイズ	規格	サイズ(約)	重量(約)	価格(税抜)
OT-559-015-□	小	POP1面	W322×D335×H1130mm		2.4kg	¥14,500
OT-559-017-□	大	POP1面	W322×D335×H1360mm		3.1kg	¥16,900
OT-559-016-□	小	POP4面	W322×D335×H1130mm		2.5kg	¥21,300
OT-559-018-□	大	POP4面	W322×D335×H1360mm		3.2kg	¥24,600

色コード/7.ブラック 8.ホワイト  
●トレイサイズ:W198×D210mm(内寸) ●受注生産品です。受注後約1週間出荷します。  
●上記価格は、シート印刷・貼り工賃を含みます。

**消毒ポール** **NEW**

スマート&スリムで  
場所をとらない  
消毒スタンド。  
お手頃価格で新登場!

消毒液及び消毒ボトルは  
付属しません。



特許出願中

**ミセル メディカルポール** **受注生産**

OT-559-001-0 **¥26,300(税抜)**

材質 ベース・ポール:ステンレスヘアライン仕上、  
受皿:ポリプロピレン、フレーム:スチール線材に粉体塗装  
サイズ 約φ360×H1195mm  
重量 約4.4kg

●受注生産品です。受注後約1週間出荷します。●屋内用です。屋外には設置しないでください。

**ミセル メディカルポール 足踏み式** **受注生産**

OT-559-002-0 **¥44,600(税抜)**

材質 ベース・ポール:ペダル:ステンレスヘアライン仕上、  
受皿:ポリプロピレン、フレーム:スチール線材に粉体塗装  
サイズ 約φ360×H1230mm  
重量 約5.8kg

## 卓上消毒台

置くだけで使える  
卓上消毒台です。

消毒液の飛散を防ぐ  
トレイ付

移動しにくいグリップ付



消毒液及び消毒ボトルは  
付属しません。

## ミセル 卓上消毒台

材質 土台・トレイ:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、  
受台:スチール線材に粉体塗装、看板:PET

品番	本体サイズ(約)	重量(約)	価格(税抜)
OT-559-007-0	W245×D260×H490mm	700g	¥6,800

●受注生産品です。受注後約1週間出荷します。●看板付

## 差し替え式 大型看板

お客さまへの感染対策の  
告知に便利な  
軽量樹脂製サイン。

※屋内用です。屋外や高温になる場所には設置しないでください。

### ミセル 差し替え式看板(屋内用)縦型

材質 本体:ポリプロピレン、フレーム:アルミ、印刷面:塩化ビニール  
サイズ 約W300×D440×H1190mm

品番	規格	本体重量(約)	価格(税抜)
OT-569-000-7	300×1200 B型(1面)	1.4kg	¥35,500

●受注生産品です。受注後約1週間出荷します。  
●価格はシート印刷・貼り工賃を含みます。●おもりセット可能




## ベルトパーテーション

ソーシャルディスタンスの確保や移動時の手間、安全性などお客さま目線で発想したベルトパーテーション。



ベルト長は従来品の約2倍!少ない本数で整列距離を確保できます。

重量を半分にし移動や設置にかかる  
労力を軽減しセッティングがラクラク!  
さらに薄型ベースでスタッキング本数  
も2倍に。(従来品は3本)



### ベルトパーテーションLight

¥26,000(税抜)

材質 ベース:ボールステンレスヘアライン仕上、ベルト:ナイロン(48mm巾)  
サイズ 約φ360×H902mm  
ベルトカラー 赤・青・黒

品番	規格	重量(約)	ベルト長さ(約)	支柱太さ
SU-661-300-2	ベルト赤	4.3kg	3.3m	φ50
SU-661-300-3	ベルト青	4.3kg	3.3m	φ50
SU-661-300-7	ベルト黒	4.3kg	3.3m	φ50

●お客様組立商品 ●スタート&キャッチのみとなります。 ●屋内用

## フロアサイン

視認性にも優れたフロア誘導サイン。社会的距離の確保に最適!

●滑りにくく優れた耐久性

●貼るだけ簡単施工

●撤去もラクラク!



### フロア誘導サイン(5枚入)

NEW

材質 表面:PET、印刷面:PO(ポリオレフィン)

品番	規格	サイズ(約)	価格(税抜)
OT-041-001-0	A-1	300×300	¥9,000
OT-041-002-0	A-2	450×100	¥8,500
OT-041-003-0	A-3	φ300	¥9,000

●凹凸のある面や床材の種類によっては貼れない場合があります。  
●運賃は別途申し受けます

※東京都福祉のまちづくり条例CSR測定値クリア  
(保証するものではありません)

## 消毒スタンド(ホルダー)

ベルトパーテーションにセットするだけで、手軽に手指消毒用スタンドとして使用できます。



※ベルトパーテーションは別売  
※消毒液及び消毒ポトルは付属しません。

## ポリカ軽量ゴーグル

NEW

眼鏡を着用したままでも付けられる軽量ゴーグル。



### セーフティグラス

材質 ポリカーボネート


品番	サイズ(約)	本体重量(約)	価格(税抜)
OT-839-002-0	D160×W160×H62mm	48g	¥400

## カウンターパネル

飛沫感染対策のカウンターパネル。スチール製のしっかりした作りです。



アーバングレー



オフホワイト



### カウンタースタンドパネル

NEW

材質 本体:スチールに粉体塗装、パネル:塩化ビニール  
サイズ 本体:W900×D170×H680mm、パネル:W835×H510mm 厚さ3mm  
本体規格色 オフホワイト、アーバングレー  
重量 約6.0kg(本体:約4.2kg パネル:約1.8kg)

品番	規格	価格(税抜)
OT-314-002-7	オフホワイト	¥24,000
OT-314-002-8	アーバングレー	¥24,000

●受注生産品です。ご注文の際は納期をご確認ください。  
●スレ防止用吸着テープ付

除菌液での清掃が可能



塩ビ板は取り外し可能!  
外して洗うこともできます



安定感のある台座形状で  
風などでも倒れにくい



マグネットシートの  
貼り付け可能



## ペーパータオルスタンド

面倒な工事が不要で、置くだけで簡単に設置できる感染対策スタンド。ステンレス製でサビにも強く、薄型タイプで省スペース。



子供や車いすの方などもペーパータオルが取り出しやすい高さです。

※手指消毒液と紙タオルは付属しません。



**NEW**

### ペーパータオルスタンド(壁寄せ設置タイプ)

お客様組立

OT-568-500-0 **¥75,000(税抜)**

材質 本体:ステンレス、ペーパータオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂、ゴミ箱:ステンレス、ABS樹脂(再生樹脂)、ポリプロピレン  
サイズ 約W431×D281×H1479mm  
重量 約10.2kg  
容量 ゴミ箱:約42ℓ

●お客様組立商品 ●アジャスター付 ●付属シール2種付  
●転倒防止のため、単独でのご使用の際は、必ず壁面に寄せた状態でお使いください。

※手指消毒液とペーパータオルは付属しません。

手洗い場にかんたんに設置できる卓上タイプの感染対策スタンド。



**NEW**

### ペーパータオルスタンド(卓上タイプ)

お客様組立

OT-568-550-0 **¥30,000(税抜)**

材質 スタンド:ステンレス、ペーパータオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂  
サイズ 約W400×D166×H500mm  
重量 約3.4kg

●お客様組立商品 ●ウレタンクッション脚ゴム付 ●付属シール1枚付

※手指消毒液とペーパータオルは付属しません。

### 消毒液の盗難を抑制するステンレス製枠

**NEW**

### 消毒液盗難抑制ホルダー

お客様組立

OT-568-510-0 **¥5,000(税抜)**

材質 ステンレス  
サイズ 約W105×D90×H90mm  
重量 約162g

●お客様組立商品 ●取付ネジ2本付  
●対応容器サイズは、最大:約W100×D80×H195mm(首周り直径45mm)です。ボトル形状によっては、取り付けできない場合があります。



狭いスペースでも設置がカンタンなコンパクトタイプ。



丸型



角型

**NEW**

### ペーパータオル コンパクトスタンド

お客様組立

材質 スタンド:ステンレス、ステンペーパータオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂  
梱包入数 1台  
元払数量 6台以上

品番	規格	サイズ(約)	重量(約)	価格
OT-568-410-0	丸型	W290×D197×H295mm	1.8kg	オープン価格
OT-568-420-0	角型	W264×D197×H295mm	1.9kg	オープン価格

●お客様組立商品

●ペーパータオルは付属しません。

## ペーパータオルホルダー

### コンパクトな標準タイプ



### ステンペーパータオルホルダー

材質 ステンレス、ABS樹脂  
サイズ 約W264×D135×H135mm  
規格色 黒

品番	重量(約)	価格(税抜)
OT-568-200-0	0.8kg	¥5,300

●取付費別途申し受けます。  
●ペーパータオルが200枚入ります。  
●小判(約170×220mm)・中判(約220×230mm)のペーパータオルに対応。

### 600枚収納の大容量タイプ



残量が見える  
便利な小窓付

### ステンペーパータオルホルダーL

材質 ステンレス、ABS樹脂  
サイズ 約W288×D136×H300mm  
規格色 黒

品番	重量(約)	価格(税抜)
OT-568-210-0	1.4kg	¥7,200

●取付費別途申し受けます。  
●ペーパータオルが600枚入ります。  
●小判(約170×220mm)・中判(約220×230mm)のペーパータオルに対応。

## ペーパータオル

### 汎用タイプのペーパータオル

1袋(200枚入)  
約¥283



### ペーパータオル Eco regular (ケース販売)

OT-567-100-0 **¥10,200(税抜)**

材質 古紙  
シートサイズ 約225×220mm  
(折りたたみサイズ:約112×220mm)

●1ケース36袋入(1袋200枚入) ●ミシン目付

圧縮梱包タイプなので保管スペースが1/2。発注回数が削減できます。

1袋(200枚入)  
約¥266



### 抗菌ペーパータオル 圧縮ディックL (ケース販売)

OT-567-020-0 **¥16,000(税抜)**

材質 再生紙  
シートサイズ 約220×225mm  
(折りたたみサイズ:約220×112mm)

重量 1袋:約210g、1ケース:約14.5kg  
●1ケース60袋入(1袋200枚入) ●ミシン目付


## ペダルボックス

指紋が目立ちにくいクリアコーティング加工のステンレス製とシックなカラーの塗装タイプ。

NEW

3ℓ

5ℓ



### ペダルボックス (静音タイプ)

材質 [ステン] 本体:ステンレスヘアールライン仕上、中容器:PP(再生樹脂)  
[ブラック・ホワイト] 本体:スチールに粉体塗装、中容器:PP(再生樹脂)  
本体サイズ 3ℓ:約W168×D231×H235mm、5ℓ:約W205×D272×H270mm  
中容器サイズ 3ℓ:約φ168×195mm、5ℓ:約φ205×210mm

静かに閉まる  
静音タイプ

品番	規格	容量(約)	重量(約)	価格(税抜)
DS-238-703-0	ステン	3ℓ	680g	¥3,500
DS-238-703-7	ブラック	3ℓ	670g	¥3,200
DS-238-703-8	ホワイト	3ℓ	670g	¥3,200
DS-238-705-0	ステン	5ℓ	860g	¥4,900
DS-238-705-7	ブラック	5ℓ	850g	¥4,500
DS-238-705-8	ホワイト	5ℓ	850g	¥4,500

●中容器付 ●静音ダンパー付 ●中容器のみの販売はしていません。  
●小型ポリ袋LN-07が使用できます。 ●中容器:再生ポリプロピレン90%使用

グリーン購入法適合品 再生素材

## ステンレス製のシンプルなペダルボックス

30ℓ

12ℓ

20ℓ



### ペダルボックス

材質 本体:ステンレスヘアールライン仕上、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)  
中容器サイズ 12ℓ:約φ250×H345mm、20ℓ:約φ290×H390mm、30ℓ:約φ290×H605mm

品番	規格	本体サイズ(約)	容量(約)	重量(約)	価格(税抜)
DS-238-512-0	12ℓ	φ250(D330ペダル含)×H395mm	12ℓ	1.6kg	¥6,000
DS-238-520-0	20ℓ	φ305(D370ペダル含)×H450mm	20ℓ	2.3kg	¥8,100
DS-238-530-0	30ℓ	φ305(D370ペダル含)×H665mm	30ℓ	3.2kg	¥8,800

●中容器付 ●中容器のみの販売はしていません。 ●中容器:再生ポリプロピレン90%使用

## サニタリーボックス

大きな投入口で捨てやすいセンサー式。手も触れず、中も見えず快適に使えます。

手をかざすだけの  
自動開閉  
衛生的で快適!

9.2ℓ



### サニタリーコーナー

材質 本体:スチール(カラー:鋼鉄)、本体底板:ステンレス、フタ:ABS樹脂・ポリカーボネイト、脚:ゴム  
サイズ 約W260×D160(下部140)×H420(フタ開口時H530)mm

品番	規格	容量(約)	重量(約)	価格(税抜)
DS-240-292-0	センサー付	9.2ℓ	2.2kg	¥28,000

●電源:単3形アルカリ乾電池×2個付 ●センサー感知範囲:約5cm~15cm  
●使用目安:連続使用で約18,000回※弊社、連続開閉実地試験による参考値で保証値ではありません。使用環境により異なります。  
●脚ゴム付 ●用途:シール付 ●使用ゴミ袋の目安サイズ:W38cm×H48cm以上

洗面台にも置ける  
小型タイプ



1.5ℓ

スイング蓋

### マトリクスサニタリーダストボックス

SU-296-601-0

オープン価格 1.5ℓ

材質 ステンレス  
サイズ φ122×H165mm  
重量 約442g

## 便座クリーナー

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換も手間なくスピーディです。



### クリーンジェル ディスペンサー SW-986-216-0

¥4,000(税抜)

材質 ABS樹脂  
サイズ W140×D85×H225mm  
規格 色 ペールホワイト  
重量 約430g

●取付費別途申し受けます。  
●使用方法ラベル、設置用両面テープ付  
●カートリッジは別売です。

すぐれた除菌力で素早く便座の雑菌を除去。暖房便座にも使用できる除菌クリーナー。

### 優れた除菌力

除菌力評価試験

試料名	生菌数(個)
処理前菌数	3.0×10 <sup>4</sup>
処理後菌数	<10

※試験法:拭き取り試験法除菌率(%)=99.97

### 速乾除菌効果

トイレットペーパーに1回分(1プッシュ)をとり、便座を拭いた後トイレに流します。乾きが早く、2度ぶぎの必要はありません。

液だれ・飛び散らない  
ジェルタイプ



400ml(約550回分)



800ml(約1100回分)

### クリーンジェル カートリッジ

成分 エタノール・カモミラエキス・グレープフルーツ種子抽出物

品番	規格	価格(税抜)
SW-986-110-0	400ml	¥2,600
SW-986-215-0	800ml	¥4,300

●使用回数:400mlは約550回分、800mlは約1100回分  
※1回あたりの使用量を約0.7mlとして算出しています。

## コーナースタンド

ハンドバッグなどの小さい荷物を置くのに便利なスタンドです。



### トイレコーナースタンドⅢ

材質 ステンレス  
サイズ 約W395×D185×H610mm


品番	重量(約)	価格(税抜)
SU-242-210-0	730g	¥7,500

## マット

トイレや手洗い場などでの足元のベタつきを防止する抗菌加工のマット。



断面形状



### レストルームマット

材質 塩化ビニール 厚さ 約10mm  
規格 色 灰 重量 約1kg

品番	サイズ(約)	価格(税抜)
MR-139-830-5	700×700mm	¥10,500

●別サイズは製作できません。 ●抗菌・防カビ・防藻剤入

# マスク 吸汗・速乾機能を備えた、洗って繰り返し使える抗菌マスクです。



立体形状でフィット感が  
高く息苦しくなりにくい。



表面形状

**抗菌  
消臭**

生地には抗菌加工が施されているため、作業時など汗をかいても衛生的に保てます。また、消臭効果で使用時の不快感を軽減。  
※JIS L 1902 抗菌試験 菌液吸収法

**吸汗  
速乾**

メッシュ加工生地のため、吸汗性、速乾性に優れています。また、接触冷感機能で夏はもちろん、冬の暖房の効いた屋内作業も快適。

**洗濯  
OK**

繰り返し洗ってご使用できる環境に優しいマスクです。



名入れプリント  
加工が可能です。



詳しくは問い  
合わせください。  
CLEA  
(例)



裏面

裏面にはテラモト  
ロゴをあしらうこと  
で、表裏・上下の  
向きを確認でき  
ます。

## テラモト布マスク (抗菌) TM-1 (100枚入)

OT-839-211-0

¥65,000(税抜)

材 質 ナイロン55%、ポリエステル45%  
サイズ 約22cm×14cm(マスク部分)  
重 量 約12g(1枚あたり)

- マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。●ケース販売
- 粉塵やガスが発生する場所やそれを防ぐ目的でのご使用はおやめください。
- お肌に異常があるとき、またはお肌に合わない場合はご使用をおやめください。



※ご用命の多い商品の為、都度在庫状況の  
ご確認をお願いいたします。

## 薬用ハンドソープ

手洗いと同時に殺菌・消毒ができる  
ハンドソープ。



食材を扱う方  
におすすめの無香料  
タイプです。



薬用ハンドソープ専用ディスペンサー。  
ポンプを押すと泡状で出てきます。

### 薬用ハンドソープ

SW-530-101-0

¥5,230(税抜)

5kg

有効成分 イソプロピルメチルフェノール  
その他の成分 K石けん素地、アルキルグリコシド、エト酸  
塩、グリセリン、プロピレングリコール、エタ  
ノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号  
容 量 5kg

- 無香タイプ ●弱アルカリ性 ●医薬部外品
- 1~3倍に希釈して使用してください。●減容ボトル

### フォームディスペンサー

SW-530-110-0

¥950(税抜)

材 質 ディスペンサー:ポリプロピレン・ポリエチレン、  
ボトル:ポリエチレン  
容 量 500ml

- 希釈目盛り付
- 薬液は入っていません。容器のみの販売です。

保湿成分配合で手洗いを繰り返す  
作業者の手肌に優しい弱酸性タイプ。



500ml



4kg

**NEW**

詰め替えタイプの  
4kgが新登場。

## アルボース ケアマイルド

有効成分 イソプロピルメチルフェノール  
その他の成分 ヤシ油脂肪酸アシルグルタミン酸TEA液、PG、イソプロ  
パノール、パラベン、エト酸塩、DL-PCA-Na液、香料

品番	規格	容量(約)	価格(税抜)
SW-986-193-0	500ml	500ml	¥ 950
SW-986-192-0	4kg	4kg	¥5,200

- せっけんの香り ●弱酸性 ●医薬部外品 ●原液使用
- 保湿成分配合 ●減容ボトル
- 4kgは1ケース(4本入)に小分け用コック1個付属。

## 石けん

さくらの香りがやさしい、  
泡ハンドソープです。

薄めずそのまま使えます。

石鹸カスが少なく  
シンクが白くなり  
にくい!



保湿成分(グリセリンと  
ソルビトール)、肌荒れを  
防ぐ成分(ソメイヨシノ葉  
エキス)を配合した低刺  
激処方です。



コック付で内容液の  
小出しに最適です。

**NEW**

### さくらホイップ

SW-530-450-0

¥900(税抜)

500ml

成 分 水、グリセリン、ラウリン酸、PEG-400、ミリスチン  
酸、パルミチン酸、水酸化K、ラウレス-100、コカミド  
プロピルベタイン、ソルビトール、BG、ソメイヨシノ葉エ  
キス、EDTA-4Na、香料  
容 量 500ml

- 微香性タイプ(さくらの香り) ●弱アルカリ性
- 原液使用 ●減容ボトル

### TERAMOTO 水石けん

SW-531-010-0

¥6,300(税抜)

18ℓ

成 分 純石けん分(脂肪酸カリウム)、脂肪酸アルカノールア  
ミド、アルキルアミンオキソド、グリセリン、キレート剤  
液 性 弱アルカリ性  
液 色 グリーン

- BIB(バックインボックス)・コック付

効果的な「手の洗い方」を動画と  
ポスターでご案内しています。

手の洗い方ポスターの  
ダウンロードはこちら▶



手の洗い方動画はこちら▶



## 手指消毒器

薬液ボトルをそのまま入れて  
手を差し出せば、センサーが  
感知して薬液を吐出・噴射する  
自動噴射タイプの消毒器です。

感染予防に最適  
衛生的な  
自動噴射式

ボトルのままセット  
手間がかからず交差  
汚染も防ぎます。

### ハンディミスト® HMIⅡ SW-838-020-0

#### オープン価格

材質 本体・トレー:ABS  
方式 光センサー作動による自動吐出方式  
サイズ 約W135×D250×H308mm  
重量 約1kg(乾電池含む、ボトルは含まず)  
●光センサー方式による自動吐出方式 ●トレー付  
●ボトル入れ替え式 ●電源:単二形乾電池×2個付・  
ハンディミスト共通ACアダプター(3V)(別売)  
※薬液、ボトルは付属しません。(推奨薬液:アルボナーズ1ℓ、  
手指消毒用ケアコール1ℓ)  
※付属の乾電池は動作確認のため、ご使用の際は  
別途乾電池をご購入ください。

意匠登録済

### ハンディミスト® 共通 ACアダプター SW-838-713-0

#### オープン価格

規格 3V



#### 薬液はボトル交換式

薬液ボトル(1ℓ)ごと入れ替えて交換するので、交差汚染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。



#### LEDモニター付

薬液切れ、電池交換時期など、本体の状況を光でお知らせする、便利なLEDモニター付。



正常作動時



点灯:電池切れ  
点滅:薬液切れ

#### 省電力設計

乾電池(単2×2本)使用の省電力設計。  
ハンディミスト共通ACアダプター(別売)も  
使用可能。

## 手指消毒剤

感染症予防の必需品。速乾性手指消毒剤です。

※ご用命の多い商品の為、都度在庫状況のご確認をお願いいたします。



ポンプ付1ℓ

5ℓ



詰替え用

携帯に便利な  
100mlタイプ

ポンプ付1ℓ

パウチ 900ml

100ml

### 手指消毒用ケアコール

#### オープン価格

有効成分 塩化ベンザルコニウム0.05w/v%  
その他の成分 エタノール、グリセリン

品番	規格
SW-530-120-0	ポンプ付1ℓ
SW-530-122-0	5ℓ

●指定医薬部外品 ●保湿剤配合  
●エタノール57.2w/w%  
●ハンディミスト・HMIⅡに使用できます。

### アルボナーズ(手指消毒剤)

有効成分 塩化ベンザルコニウム0.05w/v%  
その他の成分 エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、その他2成分含有

品番	規格	容量(約)	価格(税抜)
SW-530-200-0	1ℓ	1ℓ	¥ 2,900
SW-530-209-0	パウチ	900ml	¥ 2,400
SW-530-210-0	ケース販売(120本入)	100ml	¥96,000

NEW  
NEW

●指定医薬部外品 ●エタノール59w/w%  
●保湿剤配合  
●ハンディミスト・HMIⅡに使用できます。(1ℓのみ)

様々な施設での手指消毒に役立つ  
感染対策スタンドにセットしてお使いください。

ミセル 消毒スタンド  
▶P.2



ミセル メディカルボール  
▶P.2



# 対物除菌剤

施設や設備、器具などの除菌に安心して使える食品添加物タイプのアルコール製剤。

汚れの存在下でも様々な細菌・ウイルスに高い効果を発揮。



「ノロスター」はアメリカ疾病予防管理センター(CDC)や食品衛生検査指針で推奨されている「複数のウイルス」で効果を検証済みのアルコール製剤です。

エタノール、有機酸に硫酸マグネシウムをプラスすることで、さまざまなウイルス、細菌を除去します。



600mLスプレー付



5L



20L BIB

人の手が直接触れる場所の拭き掃除に



テーブル



ドアノブ



手すり

## ノロスター® 600mLスプレー付 SW-530-300-0

¥2,200(税抜) 600ml

成分 エタノール、クエン酸、グリセリン脂肪酸エステル、硫酸マグネシウム、クエン酸ナトリウム、精製水  
規格 275960  
容量 600ml

- 食品添加物 ●弱酸性 ●危険物に該当しません。
- エタノール57.22w/w%

## ノロスター® 5L SW-530-301-0

¥7,000(税抜) 5L

成分 エタノール、クエン酸、グリセリン脂肪酸エステル、硫酸マグネシウム、クエン酸ナトリウム、精製水  
規格 275931  
容量 5L

- 食品添加物 ●弱酸性 ●危険物に該当しません。
- エタノール57.22w/w% ●減容ボトル

## ノロスター® 20L BIB SW-530-302-0

¥15,600(税抜) 20L

成分 エタノール、クエン酸、グリセリン脂肪酸エステル、硫酸マグネシウム、クエン酸ナトリウム、精製水  
規格 275903  
容量 20L

- 食品添加物 ●弱酸性 ●危険物に該当しません。
- エタノール57.22w/w%
- BIB(バックインボックス容器)・コック付

## アクリルパーテーションにも安心して使える、2度拭きいらずの除菌洗浄液です。

テーブル・いす・壁・アクリル板・ビニールカーテン・フェイスシールド・手すり・ドアノブ・ガラス・鏡・照明器具・電話・電化製品・家具・フローリング・たたみなど。除菌マット用除菌液にも。



NEW

## テラモト除菌洗浄液 SW-982-114-0

¥2,400(税抜) 4kg

成分 界面活性剤(0.2%、アルキルアミノオキソド)、エタノール、重曹、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、安定化剤  
液性 弱アルカリ性

- 減容ボトル

## これ1本で汚れ落としと菌・ウイルス除去が可能! 水拭きできる各種基材に使用でき、2度拭きいらず!

プロも認める高い除菌効果と洗浄性能で病院清掃の感染対策として使用されています。



NEW

## ハイジエニック除菌クリーナー SW-538-204-0

¥1,600(税抜) 450ml

成分 界面活性剤(0.03%、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、金属封鎖剤、除菌剤

- 無香料

## 除菌・消臭・ウイルス除去する次亜塩素酸系の除菌・消臭剤です。

水道水で溶かすだけ!ノンアルコール、弱酸性で肌にも環境にも優しい。



NEW

## ステリケア(1g×50包入) SW-538-201-0

オープン価格

成分 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム・無機塩類

- 冷暗所で保管してください。特に紫外線・高温は避けてください。
- 水に溶かしたら30日以内にご使用ください。
- ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みください。



長期保存できる粉末タイプなので備蓄に最適です。

## 使用場所を選ばず安心して使える中性タイプ。

キッチン周り・調理器具・テーブル・デスク周り・ドアノブ・手すり・トイレ・給湯室・水飲場・玩具・クッションマット・ゴミ箱などに



## セーフコール®65 SW-530-001-0

¥6,280(税抜) 5L

成分 エタノール58%(w/w)

- 食品添加物 ●中性 ●危険物に該当しません。
- 減容ボトル

## スプレーガン

### セーフコール専用。噴霧した際、霧状になります。



NEW

## スプレーボトル(アルコール製剤用) SW-530-550-0

¥600(税抜)

材質 ポリプロピレン、ポリエチレン  
噴霧量 1回あたり約1ml  
容量 500ml

- 薬液は入っていません。容器のみの販売となります。

### 逆さでも横向きでもしっかり使える作業効率のいいスプレーガン。



赤

青

## キャニオンスプレー

色コード  
CE-446-000-□

¥950(税抜)

材質 ボトル:ポリプロピレン、トリガースプレーイヤーヘッド:直鎖状低密度ポリエチレン、ポリプロピレン・セラミック  
噴霧量 1回当たり約1.2ml  
規格色 赤・青  
容量 500ml

色コード/0.赤 3.青

- 目盛り付 ●薬液は入っていません。容器のみの販売となります。



傾けても使えるフレキシブルノイズ採用



スプレーにセーフコール®65を原液のまま入れ噴霧してください。噴霧後、拭き取りの必要はありません。

(注)強酸性の薬品(濃硫酸・濃塩酸・濃硝酸など)や石油系、溶解力の強い薬品(シンナー・テレピン油・フェノール・エチルアルコールなど)は使用しないでください。40℃以上の液体は入れないでください。

## 殺菌料

### 食品添加物の次亜塩素酸ナトリウム。

確実な殺菌力  
優れた安定性

優れた安定性が特長の次亜塩素酸ナトリウム6%液です。細菌性食中毒予防やノロウイルス対策に効果を発揮します。用途が幅広く、生野菜や果物の殺菌、まな板等調理器具の殺菌、ふきんやダスターの漂白を兼ねた殺菌、そして飲用水の消毒にご使用いただけます。



NEW

ピューラックス®-S 5L

SW-987-400-2

オープン価格 5ℓ

成分 次亜塩素酸ナトリウム  
液性 アルカリ性  
液色 淡黄緑色澄明

- 食品添加物・殺菌料
- 危険物に該当しません

## ゴム手袋

傷付きやすい指先を2度漬け加工で強化した丈夫な厚手タイプ。裏起毛には抗菌防臭加工を施しています。



バイオレット ピンク

やわらかく素手感覚が活かせる使い切りタイプ。内側には、脱着しやすいスリップオン加工。



NEW

### ビニール極薄手パウダーフリー50枚入

材質 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)  
厚さ 0.04mm  
サイズ M 半透明 8072:全長230mm・手のひらまわり190mm  
L 半透明 8072:全長230mm・手のひらまわり210mm

品番	規格	価格
CE-483-152-0	M 半透明 8072	オープン価格
CE-483-153-0	L 半透明 8072	オープン価格

- 左右兼用タイプ ●パウダーフリータイプ
- ※ご用命の多い商品の為、都度在庫状況のご確認をお願いいたします。

## 汚物処理セット

感染リスクのある嘔吐物や汚物などを素早く簡単に、安全に処理できます。



回収ヘラ2枚で直接手に触れるリスクを少なくしています。



大判の高吸収シートで確実に汚物を含み回収できます。※4枚重ね380×330mm



### アルポース 汚物処理セットN

SW-986-205-0

¥1,650(税抜)

セット内容 使い捨てマスク1枚、使い捨てエプロン長袖1枚、使い捨て手袋2双(4枚)、ポリ袋2枚、回収ヘラ(紙製)2枚、使い捨て靴カバー1足(2枚)、高吸収シート10組(1組4枚重ね)、汚物処理マニュアル1枚

- セットの他に準備するもの:次亜塩素酸ナトリウム(汚物専用除菌剤2000または6%次亜塩素酸ナトリウム)



セット内容

## 空間消臭・除菌剤

天然ミネラルのチカラで悪臭や浮遊菌、浮遊カビ、有機物質を分解消臭。

従来の消臭剤はニオイ物質を包み込み、そのまま浮遊・落下。二次悪臭の原因に…

ナトタルはミネラルのチカラで



インフルエンザ予防などにも効果的!

〈ウイルス不活化試験〉

インフルエンザウイルスA型

対象	開始時	5分後
ナトタル	約2億個	約320個以下
精製水	約2億個	約2億個

ノロウイルス

(代替ウイルス/ネコカリシウイルス)

対象	開始時	5分後
ナトタル	約1千万個	約320個以下
精製水	約1千万個	約3百万個

※約320個以下は検出されない値を示します。  
※全てのウイルスではありません。  
※日本食品分析センター調べメーカー資料



消臭・抗菌スプレー



詰替え用

### ナトタル

成分 鉱物ミネラル(22種類のミネラル配合) 純水  
液性 弱酸性  
噴霧量 0.625ml(約560回)

品番	規格	容量(約)	価格(税抜)
SW-537-000-0	消臭・抗菌スプレー	350ml	¥2,600
SW-537-001-0	詰替え用	300ml	¥2,200

- 無臭タイプ

二酸化塩素の力で消臭・除菌・ウイルス除去。



塩素臭が少なく気兼ねなく置けます。

二酸化塩素濃度 15,000ppm  
高い消臭効果を発揮!

### ウイクリアGEL

SW-986-651-0

¥2,100(税抜)

170g

原材料 亜塩素酸塩ゲル

- 塩素臭は気になりません。 ●使用目安:約4ヵ月間
- ※使用目安は置く場所の気温、湿度、空気の流れの有無などにより異なります。
- ※中蓋を取って高い位置に置いてください。

## 除菌マット

除菌液で靴底を除菌するマットもあります。3種類のタイプからお選びいただけます。



除菌マット



除菌マットテラシック®



除菌マットケミタングル®FB ▶P.16

## 除菌液

除菌マット用除菌液。

除菌マットにも使用できます。




テラト除菌洗浄液 ▶P.9



除菌マット専用液 ▶P.16

# TioTio [ハイブリット触媒 TioTio PREMIUM] 加工を 施した次世代お掃除クロス



優れた制菌力と抗菌防臭を兼ね備えたお掃除クロス。  
汚れの除去はもちろん、清掃時の拭き残しやクロスずれがないので作業精度の向上と作業時間の短縮を実現します!

## 制菌・抗菌防臭の TioTio加工を採用。

制菌・抗菌防臭効果を発揮する多機能型触媒を使用した加工剤 (TioTio) を含浸させたマイクロファイバークロスです。



## 優れた速乾性能で洗濯後の お手入れもかんたん。

無数の穴アキ加工で速乾性能は抜群。洗濯後の乾きも早く、雑菌や臭い成分の増殖も抑制します。



## 清掃時のクロスずれが ないので作業性も抜群!

クロス表面のポリウレタン加工により、クロス自体がずれることなくスムーズに拭き上げることができます。



## 4色展開でゾーニング清掃にも対応



緑



赤



青



黄

### FX制菌クロス(TioTio)


材質	ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン		
規格色	緑・赤・青・黄		
品番	色コード	サイズ(約)	価格(税抜)
CL-374-930-□		300×400mm	¥980
色コード/1.緑 2.赤 3.青 5.黄			

## こんな場所でお使いください

鏡・ガラス



テーブル



ドアノブ



スイッチ類



ステンレス



飛沫防止パネル






FX制菌クロス(TioTio)は、こんな現場に最適です。

<p>衛生管理をかたんに 行いたい現場</p> <p>↓</p> <p>洗濯後は干すだけで 細菌の増殖を抑え、 面倒な消毒作業を軽減。</p>	<p>清掃用品の見直しを している現場</p> <p>↓</p> <p>拭き残りが少なく、 消毒作業も短縮でき、 作業の時短に貢献します。</p>	<p>クロスに付着した菌が 気になる清掃クルーの方</p> <p>↓</p> <p>クロス自体に制菌加工して ありますので、菌の増殖を 抑制できます。</p>	<p>洗濯後のいやな 臭いが気になる方</p> <p>↓</p> <p>各種細菌の増殖を抑え、 臭いの発生を抑えます。</p>
---	---	---	---


## TioTioの効果

TioTio加工を施すことで、  
**クロス上の細菌の  
増殖を抑えます。**

※詳しい実験結果は下記をご覧ください。



## ハイブリット触媒 [TioTio PREMIUM] の試験結果



## その他の菌についても高い制菌性能を発揮

[FX制菌クロス (TioTio)]

試験菌	試験番号	接種直後	18時間後	増減率
肺炎桿菌	25020007724-1	26,000個	20個以下	99.9%減少
MRSA	25020005346-1	11,000個	20個以下	99.8%減少
大腸菌	20214020678-1	20,000個	20個以下	99.9%減少
緑膿菌	20214020681-1	32,000個	20個以下	99.9%減少

[未加工布]

接種直後	18時間後	増減率
26,000個	16,000,000個	1,000倍増殖
32,000個	26,000,000個	200倍増殖
26,000個	40,000,000個	1,500倍増殖
32,000個	13,000,000個	400倍増殖

一般社団法人  
ボークン品質  
評価機構

[TioTio加工布]と[未加工布]では上記の試験結果が示すとおり  
細菌の数に大きな差が認められます。

※実験の数値は洗濯10回後の数値となります。  
※大腸菌、緑膿菌、未加工布は(株)サンワード商会参考値

## モップ&モップダスター

吸水性・保水性の高い、洗って繰り返し使えるダスター。  
ホコリ・毛髪・小さなゴミもからめ取る、水拭き・から拭き兼用タイプ。



洗って繰り返し使える 水分もしっかり吸収



※洗濯機をご使用の場合は、洗濯ネットをご使用ください。 湿らせて水拭きモップにも



### ライトダスターNW(ケース販売)

材質 基布:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン・他

品番	規格	サイズ(約)	モップサイズ	価格(税抜)	1枚あたりの価格(税抜)
CL-362-049-0	NW-49(100枚入)	230×490mm	45cm	¥23,500	(¥235)
CL-362-069-0	NW-69(100枚入)	230×690mm	60cm	¥29,800	(¥298)
CL-362-099-0	NW-99(50枚入)	230×990mm	90cm	¥22,500	(¥450)

●モップ本体は別売のライトモップ・ライトモップIIをご使用ください。

塩ビ不使用 特許登録済

## 湿乾両用のエコノミータイプが新登場!



表面はマイクロファイバー 洗って繰り返し使える 水分もしっかり吸収



から拭きではホコリを確実にキャッチ。水拭きでは汚れをしっかりと落としします。

※洗濯機をご使用の場合は、洗濯ネットをご使用ください。



NEW

### ライトダスターM(ケース販売)

材質 ポリエステル、ポリプロピレン、パルプ

品番	規格	サイズ(約)	モップサイズ	価格(税抜)	1枚あたりの価格(税抜)
CL-358-049-0	M-49(80枚入)	200×490mm	45cm	¥6,400	(¥80.0)
CL-358-065-0	M-65(80枚入)	200×650mm	60cm	¥8,600	(¥107.5)

●モップ本体は別売のライトモップ・ライトモップIIをご使用ください。

## グリーン購入法適合品再生材使用の環境配慮タイプ。



一枚ずつ取り出せ 保管にも便利です。



## たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプ。



### ライトダスターE(ケース販売)

材質 ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル

品番	規格	サイズ(約)	モップサイズ	価格
CL-357-449-0	E-49(100枚入)	200×490mm	45cm	オープン価格
CL-357-465-0	E-65(100枚入)	200×650mm	60cm	オープン価格
CL-357-495-0	E-95(100枚入)	200×950mm	90cm	オープン価格

●モップ本体は別売のライトモップ・ライトモップIIをご使用ください。 ●再生ポリエステル使用

グリーン購入法適合品 塩ビ不使用 再生素材

### 再生PETダスターT(ケース販売)

材質 ポリエステル(再生樹脂)、ポリプロピレン

品番	規格	サイズ(約)	モップサイズ	価格(税抜)	1枚あたりの価格(税抜)
CL-357-849-0	T-49(80枚入)	200×490mm	45cm	¥4,200	(¥ 52.5)
CL-357-869-0	T-69(70枚入)	200×690mm	60cm	¥5,100	(¥ 72.8)
CL-357-899-0	T-99(50枚入)	200×990mm	90cm	¥5,300	(¥106.0)

●モップ本体は別売のライトモップ・ライトモップIIをご使用ください。 ●再生ポリエステル使用

グリーン購入法適合品 塩ビ不使用 再生素材



## お掃除のプロから高い支持を集めるライトモップシリーズ。

**クリップタイプ** ダスターをクリップでしっかり固定。



クリップをカチッと音がするまでつまみ、シートをセット後戻す。

ヘッド裏は波形クッション付で床面に確実にフィット。

黒パイプ柄    アルミ柄    アルミ伸縮柄

すべりを抑え、手に冷たさを感じさせません。



### ライトモップ(黒パイプ柄)

材質 頭:アルミ、柄:φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜、ジョイント:ナイロン  
全長 45cm・60cm:約1310mm、90cm:約1510mm

品番	規格	サイズ	頭サイズ(約)	重量(約)	価格(税抜)
CL-352-045-0	黒パイプ130	45cm	W456×D100mm	655g	¥6,260
CL-352-060-0	黒パイプ130	60cm	W606×D100mm	735g	¥6,390
CL-352-090-0	黒パイプ150	90cm	W906×D100mm	1kg	¥9,840

●上記価格はモップ本体のみです。

### ライトモップ(アルミ柄)

材質 頭:アルミ、柄:φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン、グリップ:ポリプロピレン  
全長 45cm・60cm:約1314mm、90cm:約1514mm

品番	規格	サイズ	頭サイズ(約)	重量(約)	価格(税抜)
CL-352-545-0	アルミ130	45cm	W456×D100mm	620g	¥ 6,600
CL-352-560-0	アルミ130	60cm	W606×D100mm	700g	¥ 6,800
CL-352-690-0	アルミ150	90cm	W906×D100mm	1kg	¥10,300

●上記価格はモップ本体のみです。

塩ビ不使用

### ライトモップ(アルミ伸縮柄)

材質 頭:アルミ、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ナイロン、グリップ:特殊ポリエチレン  
全長 最短:約890mm・最長:約1485mm

品番	サイズ	頭サイズ(約)	重量(約)	価格(税抜)
CL-353-045-0	45cm	W456×D100mm	760g	¥ 7,850
CL-353-060-0	60cm	W606×D100mm	840g	¥ 8,160
CL-353-090-0	90cm	W906×D100mm	1.1kg	¥11,800

●上記価格はモップ本体のみです。

塩ビ不使用

**プッシュタイプ** コーナーにフィットする斜め形状ヘッド。



動かせるホルダー  
ダスターを指で押し込んでセット。  
※60cmと90cmは内側のホルダーがスライドします。

ダスターのゴミを取りヘッドも固定できるラバーブラシ付



隅々まで届く斜め形状

### ライトモップⅡ(アルミ150)

材質 頭:アルミ、柄:φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン、ホルダー:EMMA樹脂、スポンジ:ポリエチレン発泡、グリップ:ポリプロピレン  
全長 約1506mm

品番	サイズ	頭サイズ(約)	重量(約)	価格(税抜)
CL-344-545-0	45cm	W453×D80mm	610g	¥4,800
CL-344-560-0	60cm	W603×D80mm	720g	¥5,200
CL-344-590-0	90cm	W903×D80mm	835g	¥7,100

●上記価格はモップ本体のみです。 ●ラバーブラシ付

塩ビ不使用

### ゴミ取りブラシ

ダスターに付いたゴミなどをかき取る。



### ラバーブラシ(φ22.2用)

材質 本体:ABS樹脂、ブラシ:EPDM

品番	サイズ(約)	重量(約)	価格(税抜)
CE-407-022-7	W56×D27×H169mm	32g	¥480

塩ビ不使用

特許登録済

# 感染対策は足元が大切です。

## 除菌マットで衛生管理をアシスト!

昨今の公共施設において、手指消毒の徹底やマスクの着用などでの感染対策は常識化していますが、以外と見落としがちなのが靴底についてた汚れから持ち込まれる様々な汚れや雑菌などです。テラモトの除菌マットと吸水マットを組み合わせることで、エントランスから持ち込まれる汚れや雑菌を効果的に除去でき、公共空間の衛生管理をサポートします。

### 汚染 エリア

除菌液を注いで  
靴底の雑菌を除去

### 清潔 エリア

#### 吸水 ゾーン

靴底に付いた細かい土砂や水分などを効果的に除去するマットがおすすめです。

※軒のある屋外に敷いてください。

#### おすすめ吸水マット

雨天用マット  
ニューテラレイン ▶P.16

抜群の吸水力と速乾性能を両立した超吸水マット。



雨天用マット  
ニューリブリード ▶P.16

靴底の汚れと一緒に水分も取り、フロアをきれいに保ちます。



#### 除菌 ゾーン

マットに直接除菌液を含浸させて靴底に付着した雑菌などを消毒する除菌マットがおすすめ。

#### おすすめ除菌マット

除菌マット ▶P.16

スポンジと芝状マットで除菌と除塵が同時に行えます。



除菌マット テラシック® ▶P.16

細かい繊維が靴底の汚れも除去します。



#### 除菌液

除菌マット専用液 ▶P.16

大腸菌・黄色ブドウ球菌、酵母(カビ)類にも威力を発揮します。



#### 吸水 ゾーン

除菌マットの除菌液で濡れた靴底を素早く拭き取る吸水マットがおすすめ。

#### おすすめ吸水マット

雨天用マット ネオレイン ▶P.16

抜群の吸水力と速乾性能を両立した超吸水マット



雨天用マット エコレイン ▶P.16

再生素材を使用し、靴底の水分を素早く吸い取る吸水マット。



#### その他 ゾーン

左記の場所以外で靴底の塵やほこりなどを除去するのにおすすめ。

#### おすすめ粘着マット

粘着マットシートBS ▶P.16

汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの粘着シート。



# 除菌マット

専用の除菌液を浸透させて靴底を除菌します。

スポンジと芝状マットで  
除菌と除塵が  
同時に。



## 除菌マット

材質 マット枠:合成ゴム+天然ゴム、  
スポンジ:ウレタンスポンジ、マット: EVA樹脂

品番	規格サイズ	厚さ(約)	重量(約)	価格(税抜)
MR-120-300-0	695×995mm	35mm	5.4kg	¥18,800

●除菌液約4ℓが適量です。

## 除菌マット ケミタングル®FB

材質 表面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール  
規格色 灰

品番	規格サイズ	厚さ(約)	重量(約)	価格(税抜)
MR-120-642-5	750×900mm	11mm	4.2kg	¥14,800

●除菌液約1ℓが適量です。 ●抗菌・防カビ・防藻剤入

## 除菌マット テラシック®

材質 表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、  
裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール

品番	規格サイズ	厚さ(約)	重量(約)	価格(税抜)
MR-120-542-1	750×900mm	8.0mm	2.5kg	¥9,800

●除菌液約1.5ℓが適量です。

# 除菌液

除菌マットに除菌液を  
注いでお使いください

大腸菌・黄色ブドウ球菌はもとより、  
酵母(カビ)類にも威力を発揮する  
除菌マット用除菌液。

pH温度の変化・  
タンパク質があっても  
除菌活性が低下しません。



テラモト除菌洗浄液も  
お使いいただけます。  
▶P.9



## 除菌マット専用液

成分 ジェミニ型除菌成分、水  
液性 弱酸性～中性

品番	容量	価格(税抜)
MR-120-400-0	4ℓ	¥2,100

# 粘着マット

表面の特殊な粘着剤で、靴底のチリやホコリを取る粘着シート。  
シートとフレームを組み合わせることでお使いください。

汚れたら1枚ずつ剥がして粘着力が復活。  
管理がしやすい通し番号入り

通し番号入



## 粘着マットシートBS

材質 ポリエチレンフィルム 規格色 青

品番	サイズ	厚さ(約)	重量(約)	価格(税抜)
MR-123-740-3	600×900mm	3.5mm	1.8kg	¥18,200
MR-123-743-3	600×1200mm	3.5mm	2.4kg	¥20,500

●60枚厚(通し番号入) ●抗菌剤入 ●上記価格はシートのみです。

## 粘着マットフレーム

材質 SBRゴム 厚さ 約5mm

品番	サイズ	重量(約)	価格(税抜)
MR-123-440-0	720×1020mm	3.7kg	¥10,100
MR-123-443-0	720×1320mm	4.7kg	¥12,600

# 吸水マット

雨天時のスリップ事故や足元消毒の際の足ふきマットに最適です。



除塵+吸水性能のマット。  
抗菌剤入で衛生的です。



抗菌効果:抗菌活性値 $\geq 2.0$   
**抗菌活性値 6.0**  
(ポーテン品質評価機構での測定値)

## 雨天用マット ニューテラレイン

材質 表面:ポリエステル約70%、ナイロン約30%  
裏面:軟質塩化ビニール  
規格色 グリーン・レッド・ブラウン・グレー  
厚さ 約9.8mm(ハイル7.0mm・ベース1.8mm)  
重量 1㎡に付約3.6kg

品番	色コード	規格サイズ	価格(税抜)
MR-025-040-□		600×900mm	¥ 8,600
MR-025-046-□		900×1500mm	¥20,400
MR-025-048-□		900×1800mm	¥25,100
MR-025-080-□		1㎡に付	¥18,000

色コード/1.グリーン 2.レッド 4.ブラウン 5.グレー

防火 E2180369

※軒のある屋外に敷いてください。

規格色



1.グリーン 2.レッド



4.ブラウン 5.グレー



驚異の吸水力と高い速乾性能  
を兼ね備えた次世代吸水マット。

1㎡あたり  
約**4.7ℓ**の吸水力!

## 雨天用マット ネオレイン

材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール  
規格色 ブラウン・グレー  
厚さ 約9.0mm(ハイル7.0mm・ベース2.0mm)  
重量 1㎡に付約3.9kg

品番	色コード	規格サイズ	価格(税抜)
MR-031-040-□		600×900mm	¥ 8,800
MR-031-046-□		900×1500mm	¥20,500
MR-031-048-□		900×1800mm	¥24,800
MR-031-080-□		1㎡に付	¥20,000

色コード/4.ブラウン 5.グレー

防火 E2140291



靴底の汚れと一緒に水分も取り、  
フロアをきれいに保ちます。

芯繊維に超極太のモノフィラメントを用いた、さや芯  
構造のハイル糸により、水を含んだ状態でもへたらない  
超反発弾性とブラッシング性があります。

## 雨天用マット ニューリブリード

材質 表面:ナイロン(さや芯構造糸、原着B.C.F.  
ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール  
規格色 グリーン・レッド・グレー  
厚さ 約9.4mm(ハイル7.0mm、ロープ4.0mm、ベース2.4mm)  
重量 1㎡に付約5kg

品番	色コード	規格サイズ	価格(税抜)
MR-049-340-□		600×900mm	¥ 8,900
MR-049-352-□		900×1500mm	¥20,900
MR-049-356-□		900×1800mm	¥25,100
MR-049-380-□		1㎡に付	¥20,900

色コード/1.グリーン 4.ブラウン 5.グレー

防火 EN 090080

規格色



1.グリーン 4.ブラウン



5.グレー



再生素材使用で靴底の水分を  
素早く吸い取ります。

PETボトルリサイクル推進協議会により  
認定された、環境に優しいマットです。

## 雨天用マット エコレイン

材質 表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET)、  
裏面:軟質塩化ビニール  
規格色 グリーン・レッド・グレー  
厚さ 10.1mm(ハイル8.5mm・ベース1.6mm)  
重量 1㎡に付約3.4kg

品番	色コード	規格サイズ	価格(税抜)
MR-026-120-1		450×750mm	¥ 5,800
MR-026-140-□		600×900mm	¥ 8,300
MR-026-146-□		900×1500mm	¥18,900
MR-026-148-□		900×1800mm	¥22,300
MR-026-180-□		1㎡に付	¥17,200

色コード/1.グリーン 2.レッド 5.グレー

防火 EN 020069 ●450×750mmはグリーンのみです。

規格色




1.グリーン 2.レッド



5.グレー


丈夫で割れにくい、ジョイント式の防湿用床材。職場の足元を快適で清潔に保ちます。



表面形状



規格色



### エコブロックスノコ

材質 本体ポリプロピレン(再生樹脂)、ジョイントポリプロピレン-合成ゴム  
規格色 緑・青・灰・ピンク  
重量 1ピース約770g

品番	色コード	規格サイズ	厚さ(約)	価格(税抜)
MR-095-010-□		297×444mm	50mm	¥1,850

色コード/1.緑 3.青 5.灰 6.ピンク

●本体16ピースに付、センタージョイント6個とサイドジョイント16個入  
●帯電防止剤入、耐候剤入 ●製品重量の95%再生素材使用

品番	規格	価格(税抜)
MR-095-610-5	センタージョイント	¥470
MR-095-620-5	サイドジョイント	¥240


環境配慮商品 塩ビ不使用 再生素材

防炎 EN 010051




衛生的で安心して使用できる抗菌加工を施した定番スノコ。ロッカー前、下足場前、洗面所、シャワー室などに最適。

ロッカールームが清潔で明るい印象に



Before



After

抗菌剤入りで清潔&快適

屋内専用



抗菌・防カビ



※写真は600×900mm

### 抗菌安全スノコ

材質 本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)  
規格色 緑・青・茶・ピンク・灰・木調

厚さ 約48mm  
重量 1㎡に付約8.6kg

品番	色コード	規格サイズ	お客様組立品価格(税抜)
MR-093-241-□		600×900mm	¥10,200
MR-093-243-□		600×1200mm	¥12,600
MR-093-245-□		600×1800mm	¥15,700
MR-093-280-□		1㎡に付	¥18,600

色コード/1.緑 3.青 4.茶 5.ピンク 6.灰 9.木調

防炎 E0 970391

品番	色コード	規格サイズ	完成品価格(税抜)
MR-093-311-□		400×900mm	¥7,100
MR-093-314-□		400×1800mm	¥14,200
MR-093-341-□		600×900mm	¥11,100
MR-093-343-□		600×1200mm	¥13,800
MR-093-345-□		600×1800mm	¥17,600
MR-093-380-□		1㎡に付	¥20,800

受注生産

減菌率は99.99%

(加工なしに対して)

抗菌・防カビ剤で菌の増殖を抑え、清潔な環境づくりに貢献します。



【試験項目】大腸菌に対する抗菌力試験

	生菌数
開始時	→ 24時間後
抗菌加工なし	→ 3×10 <sup>6</sup>
抗菌加工有り	→ <10 <sup>2</sup>

※銀等無機抗菌剤研究会「フィルム密着法に準じた試験。」菌液調整溶液は1/500NBを使用。

●受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。 ●抗菌・防カビ剤 ●別注サイズは巾60cm(10cm単位)×2.5m以内です。 ●施工費は別途申し受けます。 ●メーカー組立品は巾60cm(10cm単位)×1.8mまで発送可能。 ●屋内にてご使用ください。

水気の多い場所に最適な抗菌スノコ。多彩なカラーも魅力です。  
 カッターで簡単に切れるので、その場にあった形に施工できます。



### タッチマットII

材質 塩化ビニール 厚さ 約13.5mm  
 規格色 緑・青・黄・ピンク・灰・アイボリー 重量 1枚約495g (1㎡に付約5.5kg)

品番	色コード	規格サイズ	価格(税抜)
MR-064-176-□		1枚約300×300mm	¥1,210
MR-064-180-□		1㎡に付	¥15,900 ※材料積算価格

●抗菌・防カビ剤入 ●組立品の発送はできません。●施工費は別途申し受けます。  
 色コード/1.緑 3.青 5.黄 6.ピンク 7.灰 8.アイボリー

防炎 EO 070093

### タッチマットII専用ふち

材質 塩化ビニール  
 規格色 緑・青・黄・ピンク・灰・アイボリー  
 重量 角ふち:約26g、中ふちオス:約132g、中ふちメス:約140g

品番	色コード	規格	サイズ	価格(税抜)
MR-064-690-□		角ふち	75×75mm	¥200
MR-064-693-□		中ふちオス	75×300mm	¥500
MR-064-694-□		中ふちメス	75×300mm	¥500

色コード/1.緑 3.青 5.黄 6.ピンク 7.灰 8.アイボリー

優れた抗菌性能で、  
**減菌率は99.9%**  
 (加工なしに対して)

【試験項目】大腸菌に対する抗菌力試験

抗菌加工なし	生菌数
	開始時 → 24時間後
抗菌加工なし	…… → $3 \times 10^6$
抗菌加工有り	…… → $< 10^2$

※銀等無機抗菌剤研究会「フィルム密着法に準じた試験。」菌液調整溶液は1/500NBを使用。

簡単につなげて、施工場所に応じて5cm間隔でカットできます。



ゴム脚付で  
**スノコの  
 滑りを防止。**

### エコTKブロックスノコ

材質 本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム  
 規格色 グリーン・オレンジ・ライトグレー  
 厚さ 約50mm  
 重量 1ピース約300g (1㎡に付約6.7kg)



品番	色コード	規格サイズ	価格(税抜)
MR-110-073-□		1ピース 450×100mm	¥ 530
MR-110-080-□		1㎡に付	¥16,100 ※材料積算価格

色コード/1.グリーン 4.オレンジ 6.ライトグレー

●耐候剤入 ●製品重量の95%再生素材使用  
 ●組立品の発送はできません。

環境配慮商品 塩ビ不使用 再生素材 防炎 EN 010050


優れたクッション性で衝撃を和らげる、安全性の高い屋内専用スノコ。  
 通気性や水はけが良く、素足にも気持ち良いソフトな感触です。



### 衝撃を吸収する 独自の表面形状

円形のクッション部と、クロス形クッション部がそれぞれ衝撃を吸収する独自の表面形状で、転倒時のケガなどを効果的に防止します。

円形クッション



断面図

クロス形クッション



表面形状

### 抗菌フミンゴ®(屋内用)

材質 塩化ビニール 厚さ 約17.5mm  
 規格色 グリーン・ブルー・オレンジ・ページュ 重量 1枚約770g (1㎡に付約8.6kg)

品番	色コード	規格サイズ	価格(税抜)
MR-085-076-□		1枚約300×300mm	¥ 1,490
MR-085-080-□		1㎡に付	¥19,200 ※材料積算価格

色コード/1.グリーン 3.ブルー 5.オレンジ 6.ページュ  
 ●抗菌・防カビ剤入 ●組立品の発送はできません。●施工費は別途申し受けます。

意匠登録済 特許登録済 防炎 EN 990071

### 抗菌フミンゴ®(屋内用)専用ふち

材質 塩化ビニール 厚さ 約17.5mm  
 規格色 グリーン・ブルー・オレンジ・ページュ

品番	色コード	規格	サイズ(約)	重量(約)	価格(税抜)
MR-085-290-□		角ふち	75×75mm	26g	¥260
MR-085-293-□		中ふちオス	75×300mm	140g	¥650
MR-085-294-□		中ふちメス	75×300mm	140g	¥650

色コード/1.グリーン 3.ブルー 5.オレンジ 6.ページュ

ご注意 日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。

【試験項目】大腸菌に対する抗菌力試験

抗菌加工なし	生菌数
	開始時 → 24時間後
抗菌加工なし	…… → $9.7 \times 10^6$
抗菌加工有り	…… → $1.1 \times 10^4$

※銀等無機抗菌剤研究会「フィルム密着法に準じた試験。」菌液調整溶液は1/500NBを使用。

# MISEL WEB SITE

<http://t-misel.jp/>



オリジナルサインが一台から気軽に作れる。  
感染対策の告知や誘導などお客さまの  
アイデアをカタチにする専用サイト。  
ぜひいちどご覧ください!




<https://www.teramoto.co.jp/>



## 感染対策のアイデア満載!

テラモトの  
ブランドサイトを  
ぜひご覧ください!

職場の快適環境・安全環境づくり  
に欠かせないアイテムが満載!  
本カタログに掲載していない  
様々な商品の魅力をぜひご覧ください。



## クッションマット 特集パンフも 絶賛配布中!



職場の疲労軽減・  
労務環境改善を  
アシストします!

サンプル依頼の他、掲載商品の詳しい仕様や説明なども、  
お気軽に最寄りの営業所までお問い合わせください!

販売店

**TERAMOTO 株式会社 テラモト**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-5-29 TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323  
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1-8-23 TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658  
名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371  
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552  
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565  
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

- 掲載商品の価格及び仕様は2021年2月現在のものです。諸般の事情により、予告なく価格及び仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- このカタログに掲載しております商品の色は、印刷物のため実物とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。